

Algemeen Ziekenhuis



K O R T R I J K

Logistieke flow en afspraken binnen AZ Groeninge over leeninstrumentarium

AZ Groeninge Kortrijk



campus Maria's Voorzienigheid



campus Onze-Lieve-Vrouw



campus Sint-Maarten



campus Sint-Niklaas

Sinds maart 2003 reorganisatie van de disciplines



- Elke campus heeft 5 operatiezalen.
- Campus Maria's Voorzienigheid
 - Vasculaire heelkunde
 - Plastische heelkunde
 - Handchirurgie (4 dagen per week, 1 zaal)
 - Neurochirurgie (4 dagen per week, 1 zaal)
 - Traumatologie (1 zaal)

Sinds maart 2003 reorganisatie van de disciplines



- Campus Onze-Lieve-Vrouw
 - Oftalmologie
 - Neus-, keel- & oorziekten
 - Stomatologie
 - Gynaecologie

Sinds maart 2003 reorganisatie van de disciplines



- Campus Sint-Maarten
 - Orthopedie (3 zalen)
 - Urologie
- Campus Sint-Niklaas
 - Algemene heekunde
 - Gynaecologie

Enkele cijfers



- In 2004 werden op campus SM 655 protheses geplaatst: volledige heup, volledige knie, volledige schouder, volledige elleboog. Dit is 11,48% van alle ingrepen op deze campus.
- In 2004 werden op campus MV voor traumatologie 680 ingrepen met implantaten gedaan. Dit is 11,62% van alle ingrepen op deze campus.

Enkele cijfers



- Op campus SM hadden wij in 2004 een totaal van 2120 leensets.
- Op campus SM registreerden we tussen augustus 2003 en maart 2005. Op sommige dagen hadden wij tot 47 leensets.

Procedure



- Bestellen van de leensets:
 - in de consultatie door de geneesheer
 - door de hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier.
- Bestelling wordt genoteerd in een agenda in het operatiekwartier.
- Het programma van het operatiekwartier krijgen wij de volgende dag voor 11 uur.

Operatieprogramma

Dr. 1		7/10/2005	
Nr.	INGREEP	ANESTH.	OPMERKINGEN
1	VOS CERCLAGE PATELLA RE	RACHI	eerste: om 7.15 in OK
2	SAS RE AC RESECTIE + PLASTIE	A+I PLEXJS	
3	SAS RE DECOMPRESSIE + TE LI	A+I PLEXJS	
4	ORIF PROX HUMERUS # RE TARGON ??	A+I PLEXJS	
Dr. 2			
Nr.	INGREEP	ANESTH.	OPMERKINGEN
1	Totale knieprothese Re		
2	Totale knieprothese Li		
3	Totale heupprothese Li		Allofit / TwinSYS / heupset 1 eerste: om 7.15 in OK
4	Totale heupprothese Re		ExpanSYS / Profemur / heupset 2
5	Totale heupprothese Li		Allofit / TwinSYS / heupset 1
6	Kas Li		Dagverblijf
7	Kas Li		Dagverblijf
8	VOS voorarm Li		TEN nagel / dagverblijf
9	Springduim IV Li		Dagverblijf
Dr.3			
Nr.	INGREEP	ANESTH.	OPMERKINGEN
1	REVISIE THP LI	A+I	eerste: om 7.15 in OK
2	RE SHOUDER DECOMPRESSIE	A+I PLEXJS	
3	LI POLS TENOLYSE EXTENSOREN	LM	
4	BURSA OLECRANI RE	LM	
5	ROTATOR CUFF LI	A+I PLEXJS	
6	KAS RE MM MUIS	RACHI	

Procedure



- Het materiaal moet voor 14 uur aanwezig zijn.
Bij uitzondering: overleg met het operatiekwartier.
- Als het materiaal 's nachts aankomt, moet de hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier de dienst centrale sterilisatie verwittigen.
- Als het instrumentarium niet op tijd aanwezig is, moet het programma aangepast worden, in samenspraak met het operatiekwartier.

Aankomst van materiaal op centrale sterilisatie



- Aantal sets nakijken en controleren of het overeenstemt met OK-programma.
- Operatiekwartier verwittigen van aankomst materiaal.
- Registratieformulier invullen.
- Sets controleren aan de hand van de foto's. Eventueel extra foto's nemen.
- Bij tekorten: kortsluiten met operatiekwartier.

Registratiedocument campus Maria's Voorzienigheid



		LEENSET			STE 4.7.1.F2	
LEVERING					VERTREK	
Datum levering				Datum vertrek		
Uur levering				Uur vertrek		
Type set						
Aantal sets levering				Aantal sets vertrek		
Firma						
Dokter						
Datum Ingreep						
Proper						
Foto's/Lijsten						
Opmerkingen				Opmerkingen		
Handtekening CSA /OP				Handtekening vervoer		

Op centrale sterilisatie



- Instrumenten worden gereinigd, verpakt en gesteriliseerd.
- Gele klever met firma en juiste benaming van de set.
- Na gebruik worden alle instrumenten machinaal gereinigd en gedesinfecteerd en worden ze voorzien van een label “voor ophaling” met de naam van de firma. Ze zijn weer beschikbaar 4 uur na de ingreep.

Problemen



- Van januari 2004 tot maart 2005: 524 leveringen
 - 3,43% vuil instrumentarium (4,8% in 2003)
- Niet op tijd geleverd: 25,76% (33% in 2003)
 - 6,68% geleverd tussen 15 en 16 uur
 - 16,03% geleverd tussen 16 en 20 uur
 - 3,05% geleverd 's nachts
- Diversiteit: 24 verschillende firma's.

Problemen

- zware sets van meer dan 8,5 kg
- afmetingen van de sets niet aangepast aan onze gebruikelijke afmetingen
- sets die niet goed drogen
- geen of onjuiste foto's en setbeschrijvingen
- geen montage- of demontagebeschrijvingen
- reinigings- en sterilisatievoorschriften.



Aanbevelingen in de maak vanuit de Hoge Gezondheidsraad van het ministerie van Volksgezondheid

Aanbevelingen



- Leveringstijd:
 - om 14 uur (indien ingreep volgende dag voor 13 uur)
 - om 17 uur (indien ingreep volgende dag na 13 uur)
- Verpakking:
 - conform EN 868
 - max. 8,5 kg (uitzondering indien validatie ziekenhuis)
 - geen scherpe randen
- Transport verpakking:
 - stevige, propere, wasbare, geïdentificeerde containers met handvat
 - gereinigd door firma.

Aanbevelingen



- Bijhorende listings:
 - samenstellingslijst in taal van de gebruiker
 - foto
 - montage en demontage van speciale instrumenten
 - reinigingsvoorschriften
 - soort materiaal
 - aanbevolen sterilisatieproces.
- Informatieverstrekking:
persoonlijk door vertegenwoordiger van de firma.

Aanbevelingen



- Reservering van het materiaal:
telefonisch of per fax vanuit het ziekenhuis.
Bevestiging van de reservering door de firma per fax.
- Set weer beschikbaar 4 uur na de ingreep.
- Decontaminatieverslag vanuit het ziekenhuis.

De juiste relatie: communicatie en win-win situatie

- Wederzijds respect
- Wederzijds vertrouwen
- Wederzijds voordeel



Algemeen Ziekenhuis



K O R T R I J K